

SCHLÜSSEL-
PRODUKTE
FÜR IHRE
INDUSTRIE

Laborausrüstung & Instrumentierung für Ihre Branche

Entdecken Sie Schlüsselemente für die tägliche Laboranalyse von der Temperaturkontrolle bis zur Kühlagerung, einschließlich Waagen, Heizplatten und Rührer sowie Elektrochemie

Gültig bis 31. Dezember 2020

 **BINDER**

Best conditions for your success

Modell VD 23 Vakuumtrocknungskammer für nicht brennbare Lösungsmittel

Zum schnellen und schonenden Trocknen von Materialien mit homogener Temperaturverteilung.

- Patentierte Erweiterungsboden-Technologie sorgt für optimale Wärmeübertragung
- Direkte Wärmeübertragung durch große Wärmeleitplatten
- Abgestimmtes Baukastensystem mit Vakuumpumpe und Vakuummodul
- Einlegeböden leicht zu positionieren
- Innenkammer des Ofens leicht zu reinigen

**Beste
Preis**

€5790

15632186



Geben Sie den Promotion-Code 14638* an, um Zugang zu den Aktionspreisen zu erhalten.

Sie finden es unter:

<https://www.fishersci.de/de/de/catalog/featured/90234015.html>

 **fisher scientific**
part of Thermo Fisher Scientific



Bester Preis

€11145

thermoscientific

Safe 2020 biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II

Schützen Sie Ihre Proben in Forschungslabors, in der pharmazeutischen Industrie und Kontrollabors, in Apotheken und in Krankenhäusern mit Safe 2020 biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse II.

10462614

- überlegener Personal- und Produktschutz, sowie Überlegene Strömungstechnik und Filtertechnologie
- außergewöhnlich komfortables ergonomisches Design erlaubt ermüdungsfreies und dadurch sicheres Arbeiten
- maximierte Energieeffizienz zum Schutz der Umwelt und für bedeutende Kosteneinsparungen

thermoscientific

16 Universalzentrifuge

Verwenden Sie zur täglichen Probenvorbereitung die Universalzentrifuge Thermo Scientific™ Heraeus™ Megafuge™ 16, die eine unübertroffene Kapazität, Ergonomie und Effizienz bietet.

- Das Rotorsystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln des Rotors mit einem einzigen Knopfdruck
- Zeitsparender Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen
- Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer zur leichten Reinigung für eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer

Bester Preis

€6242

10596614



Bester Preis

€6245

thermoscientific

ST 16 Zentrifugenserie

Führen Sie Zellkulturanwendungen und Bluttrennungen mithilfe der Sorvall™ ST 16 Zentrifugenserie durch, die mit einer Vielzahl von Rotoren kompatibel ist.

- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Zeitsparender Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen
- Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer zur leichten Reinigung für eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer

10688725



untertisch Labor-Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum

Für die sichere, präzise und langlebige Kühl-Lagerung von temperatur-empfindlichen Produkten, der Liebherr™ untertisch Labor-Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum ist voll ausgestattet für Labor Anwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.

Bester Preis

€1419

10729575



thermo**scientific**

Bester Preis

€8840

10795194



Biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II

Die biologischen Sicherheitswerkbänke der Klasse II bieten ein intelligentes Design mit höchster Funktionalität und gewährleisten einen energieeffizienten und zuverlässigen Betrieb.

- Erhältlich mit 120 und 180 cm Arbeitsraumbreite
- Mit Mikroprozessorsteuerung
- Aus sitzender Arbeitsposition gut sichtbares Front-Display zeigt kontinuierlich Zuluft- bzw. Umluftgeschwindigkeiten sowie den Filterstatus an

S220 pH-/Ionen-Tischmessgerät

Präzise elektrochemische Messungen in Kombination mit Flexibilität, innovativem Design und Anwenderfreundlichkeit. Das Mettler Toledo™ S220 SevenCompact pH-/Ionen-Tischmessgerät misst ORP und die Ionenkonzentration in verschiedenen Einheiten und eignet sich für zahlreiche Anwendungen.

Bester Preis

€930

11374233



- Anwenderfreundliches Design: Farbdisplay, intuitive Symbole und Menüeinstellungen in 10 Sprachen
- Die uFocus™ Ansicht ermöglicht eine wechselnde Anzeige der wichtigsten Messungen/Berechnungen
- Vorprogrammierte Einstellungen für die acht am häufigsten verwendeten Symbole



Bester Preis

€274,50

FB70155 Pumpe

Ölfreie Kolbenpumpe. Die Fisherbrand™ FB70155 Pumpe ist für allgemeine Laboranwendungen konzipiert, bei denen kein genaues Vakuum und nur moderater Druck erforderlich sind.

- Robustes Kunststoffgehäuse mit geringem Gewicht und mit integriertem Tragegriff
- Wasserstrahlpumpe für den allgemeinen Gebrauch
- Leicht, kompakt, tragbar, Standardbetrieb

11533485

fisherbrand

Einhängethermostat

Mit Befestigungsklemme. Das Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat ist nach DIN 12876-1 zertifiziert.

- Temperaturbereich von 20 bis 150 °C
- Elektrische Anforderungen: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Mit Wand-Befestigungsklemme
- Flussrate von 15 l/min
- Gewicht: 4.1 kg
- Temperaturstabilität von ± 0.03 °C

Bester Preis

€705



11930228

SARTORIUS

Bester Preis

€3680

Analysewaagen



13502980

Für smartes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.

- Einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck
- Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die angezeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
- Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL™ vollautomatische interne Kalibrierung und Waageeinstellung



Safety Control Heiz- und Magnetrührer

Zeichnet sich durch zusätzliche Technikausstattung wie einen leistungsstarken Motor für einen breiteren Drehzahlbereich und einen zusätzlichen Temperaturregelungsmodus für ein schnelleres Erhitzen des Mediums aus.

- Integrierte Temperaturregelung
- Einschließlich PT 1000 Temperatursensor (PT 1000.60)
- Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand

Bester Preis

€767,72

10414452



Bester Preis

€960

15682707



KISS E, Einhängethermostat

Einhänge-Thermostate eignen sich zur genauen Temperierung beliebiger Badgefäße. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Schraubklemme, damit können die Thermostate auf unterschiedlichste Gefäße montiert werden.

- In Verbindung mit einem Kältebad oder Eintauchkühler sind negative Temperaturen realisierbar
- Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
- Als Zubehör sind Pumpenadapter für externes Temperieren und Kühlschlangen für Kühlwasseranschluss erhältlich



TSX Serie Ultratiefkühlgeräte

Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte der Serie TSX wurden im Hinblick auf die höchsten Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Temperaturverwaltung und Zuverlässigkeit für die Aufbewahrung bei -80 °C und -70 °C entwickelt.

- Egal, wo die Proben im Tiefkühlgerät gelagert werden. Bei einer Peak-Abweichung von weniger als 5 °C sind Ihre Proben überall im Schrank geschützt und sicher aufbewahrt. *
- Lange Aufwärmdauer von -50 °C bis -80 °C: 5.05 Stunden* dBA, der TSX Series Schallpegel ist mit dem eines Haushaltskühlschranks vergleichbar.

Bester Preis

€18407

15788587





Bester Preis

€6013

40/50 VIS- und UV/VIS-Spektralphotometer

Für Ausbildungslabore oder Experten im Bereich Qualitätskontrolle, die robuste, anwenderfreundliche und softwarefähige UV-VIS-Spektralphotometrie benötigen.

- 7 Zoll Touchscreen-Benutzeroberfläche mit hoher Auflösung
- Lokale Steuerung für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Große Probenkammer mit Zugang von vorne

15899991



Best conditions for your success

Serie UF V Ultratiefkühlschränke

Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -80 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.

- Temperatur-Regelbereich: -86 °C bis -40 °C
- Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine

Bester Preis

€13600




15901102



Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

[Jetzt entdecken >](#)



thermoscientific

ECO Untergestelle für Reinluftwerkbenke

Dank Gleichstrommotoren sind die Heraguard ECO Reinluftwerkbenke energiesparender, was zu einer geringeren Wärmeentwicklung im Labor führt als bei üblichen Reinluftbenken mit Wechselstrommotor. Auf Grundlage interner Prüfungen und der Feldstudie der University of Michigan, veröffentlicht im American Biotechnology Laboratory.

**Bester
Preis**

€890

10171813



thermoscientific

**Bester
Preis**

€298

UV-Strahler für MSC-Advantage (werkseitig eingestellt)

UV-Strahler für MSC-Advantage (werkseitig eingestellt)

10019982



LIEBHERR
Design, Quality & Innovation

Labor-Kühlschrank

Für die sichere, präzise und langlebige Kühl-Lagerung von temperatur-empfindlichen Produkten: der Liebherr™ Labor-Kühlschrank ist voll ausgestattet für Labor Anwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.

**Bester
Preis**

€2125

11935362





Bester Preis

€1426,50

12981131

Membran-Vakuumpumpe aus Polytetrafluoroethylen

Verwenden Sie diese chemisch beständigen Pumpen für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln und ätzenden Dämpfen.

- Chemisch beständig, ideal für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln oder säurehaltigen Dämpfen
- Ersatz für Drehschieberpumpe und Wasserstrahlpumpen, insbesondere bei herausfordernden Vakuumanwendungen mit korrosiven Dämpfen
- Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Kohlenfaserverstärkungen für die schadlose Handhabung von aggressiven Dämpfen

AREX/mit VTF Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte

Der Fisherbrand™ AREX Heizplattenrührer mit VTF ist für den Langzeiteinsatz ausgelegt und für maximalen Überlaufschutz mit einer erhöhten Frontplatte und einer entsprechenden Ablaufrinne ausgestattet.

Bester Preis

€605

15369244





Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich- während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern

COVID-19 BETROFFENE LABORS KOMMEN IN FRAGE
Einsendeschluss 31. August 2020

*Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 27. Juli und dem 31. Dezember eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotionen können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.

Kontaktieren Sie uns heute:

Austria: fishersci.at Belgium: fishersci.be Denmark: fishersci.dk
Germany: fishersci.de Ireland: fishersci.ie Italy: fishersci.it
Finland: fishersci.fi France: fishersci.fr Netherlands: fishersci.nl
Norway: fishersci.no Portugal: fishersci.pt Spain: fishersci.es
Sweden: fishersci.se Switzerland: fishersci.ch UK: fishersci.co.uk